

NEURO-MSX

Hệ thống kích thích từ ngoài cơ thể cho sàn chậu



- Điều trị các bệnh lý tiết niệu, phụ khoa và hậu môn - trực tràng
- Không gây sang chấn tâm lý
- Không xâm lấn và không đau
- Giải pháp đáng tin cậy cho tập luyện hằng ngày

NEURO-MSX — CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN

Kích thích từ ngoài cơ thể là một phương pháp điều trị sử dụng từ trường biến thiên để kích thích các cấu trúc thần kinh - cơ của sàn chậu, giúp tăng cường cơ và cải thiện vi tuần hoàn.



CHỈ ĐỊNH

- Bàng quang tăng hoạt
- Tiểu không kiểm soát do gắng sức
- Tiểu không kiểm soát do thôi thúc
- Hội chứng đau vùng chậu mạn tính
- Đái dầm
- Các bệnh lý phụ khoa
- Chuẩn bị cho thụ tinh trong ống nghiệm IVF
- Rối loạn chức năng tình dục
- Rối loạn cương dương
- Tăng cường và phục hồi cơ sàn chậu
- Các rối loạn đại tràng
- Đại tiện không tự chủ

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH



NEURO-MSX ĐẢM BẢO KÍCH THÍCH SÂU BẰNG TỪ TRƯỜNG, GIÚP QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ KHÔNG ĐAU, KHÔNG NHƯ VỚI KÍCH THÍCH BẰNG ĐIỆN



CUỘN KÍCH THÍCH CÓ HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG CHỖ PHÉP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC MÀ KHÔNG BỊ QUÁ NHIỆT



PHẦN MỀM CÓ HƠN 130 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CÓ SẴN




TÍCH HỢP VỚI THIẾT BỊ THẦN KINH SINH LÝ

ĐA DẠNG CÁC LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ

Từ trường biến thiên được tạo ra bởi thiết bị có thể xuyên qua quần áo, da, tóc và cấu trúc xương, tiếp cận các mô dẫn điện. Điều này cho phép thực hiện nhiều loại liệu pháp điều trị khác nhau.



Các phác đồ điều trị có sẵn trong phần mềm Neuro-MS.NET




ỨNG DỤNG ĐA CHỨC NĂNG

Neuro-MSX là một giải pháp kích thích từ trường ngoài cơ thể, ngoại biên và xuyên sọ, được sử dụng trong điều trị các rối loạn về tiết niệu, thần kinh và tâm thần.



(1) kích thích từ trường ngoài cơ thể



(2) kích thích từ trường ngoại biên



(3) kích thích từ trường xuyên sọ

