


NEURO-TOX

THIẾT BỊ TIÊM DƯỚI HƯỚNG DẪN EMG/STIM

HIỆU QUẢ TRONG SỰ CHÍNH XÁC


của việc xác định vị trí tiêm

- 4-trong-1: Máy ghi điện cơ (EMG), kích thích điện, tiêm có hướng dẫn và kích thích điện qua đường trực tràng
- Xác định vị trí tiêm bằng EMG tự phát hoặc kích thích điện
- Điều chỉnh chính xác bước biên độ
- Chỉ báo EMG bằng âm thanh và hình ảnh
- Cầm tay
- Điều khiển trực quan



NEURO-TOX: KHI MỌI CHI TIẾT ĐỀU QUAN TRỌNG


Hiệu quả của liệu pháp độc tố botulinum phần lớn phụ thuộc vào việc xác định chính xác vị trí tiêm thuốc. Thiết bị cầm tay Neuro-Tox đảm bảo hướng dẫn nhanh chóng và chính xác dựa trên ghi EMG hoạt động của cơ đích hoặc đáp ứng cơ với kích thích điện. Chất lượng tín hiệu vượt trội ngăn ngừa việc xác định sai mục tiêu, trong khi giao diện trực quan cho phép làm chủ thiết bị ngay tại chỗ.



Tiêm độc tố botulinum cho bí tiểu

Cấu hình với đầu dò trực tràng

Cấu hình này đảm bảo kích thích điện qua đường trực tràng ở bệnh nhân đái dầm.




Kích thích điện qua đường trực tràng

ỨNG DỤNG

Xác định vị trí tiêm độc tố botulinum:

- Cơ hình lê (piriformis);
- Cơ bịt trong (internal obturator);
- Cơ sàn chậu (quanh niệu đạo).



Tiêm Botulinum toxin

1 — Cơ hình lê

2 — dây thần kinh tọa



HỖ TRỢ VÀ TRỢ GIÚP KỸ THUẬT



Khi chọn sản phẩm của chúng tôi, quý khách có thể yên tâm và tin cậy vào sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia Neurosoft



Cùng với thiết bị, quý khách nhận được hướng dẫn sử dụng chi tiết cho thiết bị và phần mềm.



Tất cả khách hàng đều có thể truy cập các hội thảo trực tuyến, webinar và video giáo dục.



Chúng tôi cung cấp bảo hành 24 tháng cho bộ phận điện tử và cập nhật phần mềm trọn đời.

KHI SỞ HỮU NEURO-TOX, BẠN NHẬN ĐƯỢC:

- Máy chính Neuro-Tox;
- Bộ điều khiển từ xa;
- Tai nghe nhét tai;
- Điện cực kim EMH dưới da dùng một lần;
- Cáp cho điện cực dùng một lần với đầu nối kẹp nút bấm;
- Điện cực bề mặt dùng một lần;
- Bộ sạc kèm pin sạc;
- Đầu dò trực tràng.



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phone: +7 4932 95-99-99
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia