



Tibi-Stim

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI TRONG KÍCH THÍCH ĐIỆN



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phone: +7 4932 95-99-99
5 Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia



Bảo hành lên
đến 3 năm



Hỗ trợ khách
hàng 24/7



Cập nhật phần
mềm trọn đời



Video hướng dẫn

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

TIBI-STIM LÀ MÁY KÍCH THÍCH ĐIỆN HIỆN ĐẠI DÙNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ:

- Tiểu không tự chủ: hội chứng bàng quang tăng hoạt, tiểu gấp không tự chủ, són tiểu, tiểu nhiều lần.
- Đại tiện không tự chủ
- Các tình trạng đau cấp và mạn tính có nhiều nguyên nhân: đau dây thần kinh, bệnh lý rễ thần kinh, đau chi ma, viêm khớp, hội chứng tăng trương lực cơ, đau sau chấn thương và sau gãy xương.
- Đau vùng hạ vị do viêm bàng quang.



ONE DEVICE — THREE STIMULATION METHODS

KÍCH THÍCH THẦN KINH CHÀY QUA DA (TTNS)

KÍCH THÍCH THẦN KINH ĐIỆN QUA DA (TENS)

KÍCH THÍCH THẦN KINH CHÀY QUA DA BẰNG KIM (PTNS)

Đây là các kỹ thuật điều hòa thần kinh ngoại biên, sử dụng xung điện để điều trị tình trạng tiểu không tự chủ và đại tiện không tự chủ.



TTNS



PTNS



TENS




DELIVERY SET




ĐAI GIỮ MÁY

2 CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC

TIBI-STIM



ĐIỆN CỰC DÁN



KIM CHÂM CỨU

EFFECTIVE IN MEN AND WOMEN

GIẢI PHÁP ĐA NĂNG KHÔNG GIỚI HẠN

CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA THẦN KINH CHÀY




Kích thích xâm lấn tối thiểu thần kinh chày sau (n. tibialis posterior) với tần số 20 Hz.



Kích thích với dải tần số từ 2 đến 80 Hz.



Có thể sử dụng tùy chọn điện cực dán hoặc kim châm cứu.




SOFTWARE INTERFACE AND MOBILE APPLICATION

ĐẸ DÀNG QUẢN LÝ
QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ
VÀ TÙY CHỈNH CÁC
THÔNG SỐ KÍCH THÍCH
THEO TỪNG CÁ NHÂN.

BẠN LỰA CHỌN CÁCH SỬ
DỤNG — THIẾT BỊ ĐỘC
LẬP HOẶC THÔNG QUA
ỨNG DỤNG ANDROID

KẾT NỐI KHÔNG DÂY
VỚI PC HOẶC ĐIỆN
THOẠI THÔNG MINH



BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ
NGAY LẬP TỨC— ĐIỆN
THOẠI THÔNG MINH
LUÔN TRONG TẦM TAY

GHI LẠI KẾT QUẢ VÀO NHẬT KÝ VÀ THEO DÕI DIỄN
BIẾN TIỂU TIỆN

HƯỚNG DẪN TRỰC QUAN TRÊN ỨNG DỤNG
GIÚP ĐẶT ĐIỆN CỰC CHÍNH XÁC, MANG LẠI
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỐT HƠN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ
CÀI ĐẶT SẴN VÀ CÓ THỂ TÙY
CHỈNH THEO NHU CẦU